



# Artificial Neural Networks and Ion Beams for 3D Imaging

V. CORREGIDOR<sup>1</sup>, L.C. ALVES<sup>1</sup>, T. PINHEIRO<sup>2</sup>, R.C. DA SILVA<sup>3</sup>, M. FURTADO<sup>4</sup>, J.SALGUEIRO<sup>5</sup>

1. C2TN, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
2. IBB, Instituto de Bioengenharia e Biociências, Universidade de Lisboa, Portugal
3. IPFN, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
4. MEFT, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
5. MEIC, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal






## Introduction and Objectives

A nuclear microprobes, together with Ion Beam Analysis (IBA) techniques allow immediate 2D elemental distribution maps.


Typically, data from each area scanned is acquired as a 256 x 256 x n pixel matrix, each pixel containing n of the IBA spectra recorded during the experiment.



Gold coin with a defect, with high content of Cu and Zn

Cu Zn

To **obtain depth distribution**, fit individually all the 256x256 RBS spectra recorded during a single run is an unacceptable time-consuming task.



Two of the 256x256 RBS spectra from gold and defect regions.

Use Artificial Neural Networks (ANNs), once trained, to analyze the RBS spectra recorded in a single run will open the door to automatically obtain:

- depth information profile,
- 3D imaging,
- detect inhomogeneous regions in the maps.

We have used Neural Networks and multi-Categorical classification: each category (spectra) has distinct features ("shape" of the RBS spectra) related to the Cu content and profile.

## Results





2 MeV Proton beam

Acquisition time: 5 hours

The 256x256 RBS spectra were compressed (16x16) to increase the statistic, then 256 RBS spectra were analyzed.

Time for training: 2 hours

Time for results: < 1 minute.



Cu map distribution: a) lateral; b) in-depth

## Conclusions

When using ANN it is possible to visualize the composition and depth distribution in a 3D environment.

Each specific case needs a dedicated and trained ANN.

Time dedicated to train the ANN compensates, since once trained results are obtained almost instantaneously.

Results are useful for a future automated data analysis.



# Thank you

## Acknowledgments



## References

1. N.P. Barradas et al. Nucl. Instrum. Meth, B., 219-220 (2004) 105-109, <https://doi.org/10.1016/j.nimb.2004.01.036>
2. N.R. Nené et al. Nucl. Instrum. Meth, B., 246 (2006) 471-478, <https://doi.org/10.1016/j.nimb.2006.01.016>
3. N.P. Barradas et al. Physical Review E, 62 (2000) 5818-5829, <https://doi.org/0.1103/PhysRevE.62.5818>

